

MOVABLE LINE

Führungsdrähte Guide wires

EPflex MOVABLE LINE



Basierend auf der Erfahrung der jahrelangen Führungsdrahtproduktion hat EPflex eine neue Generation von Edelstahl-Führungsdrähten entwickelt.

Durch die Verwendung hochwertiger Ausgangsmaterialien und durch automatisierte Serienfertigung, kann dieses hochwertige Produkt zu günstigen Preisen angeboten werden.

Based on a long experience in production of guidewires, EPflex developed a new generation of stainless steel guidewires.

By the use of high-quality raw materials and by automated volume production this high-quality guidewire can be offered for attractive prices.

Sonderleistungen special services


Verpacken in Dispenser packaging in dispenser


Verpacken in Steriltüten packaging in sterile pouches

Etikettierung labelling

Sterilisieren sterilizing








Spitzenformen tip shapes


gerade straight


J-Spitze j-tip



eine Seite flexibel one side flexible

EPflex MOVABLE LINE





Feder Material coil material

» Edelstahl 1.4310 stainless steel 1.4310


Kernmaterial core material


- » Edelstahl 1.4310 stainless steel 1.4310
- » 304 V totgerichtet 304 V dead straight
- » Nitinol nitinol

Beschichtungen coatings

» PTFE


variants/configurations
Varianten/Konfigurationen






» Schaftsteifigkeit abhängig vom Kerndrahtdurchmesser shaft stiffness depends on core wire diameter

shaft stiffness Schaftsteifigkeit





Abmessungen dimensions *

- » Durchmesser diameter 0,63-0,96 mm .025"-.038" inch*
- » Länge length bis 4800 mm up to 190" inch

dimensions Abmessungen

- * weitere Abmessungen auf Kundenwunsch
- * other dimensions on customers request