


EPflex



DISPENSER





Ergänzend zu der jahrelangen Führungsdrahtproduktion fertigt EPflex auch Dispenser in einer hervorragenden Qualität.

Diese Dispenser zeichnen sich durch eine sehr einfache Bedienbarkeit aus und können auf Kundenwunsch individuell in allen erforderlichen Konfigurationen hergestellt werden.

In addition to the long lasting guidewire production EPflex is also manufacturing dispenser in an excellent quality.

These dispensers are distinguished through a very easy handling and can be fabricated on customer's individual request.

Sonderleistungen
special services



**Verpacken in
Steriltüten/
Blister**
*packaging in
sterile pouches/
blister*

Etikettierung
labelling

Sterilisieren
sterilizing




ohne Clips
clipless




mit Clips
with clips

Dispenser-Arten
dispenser-types




rund
round



Sonderformen
special shapes



oval
oval



geteilt
splitted

Dispenser-Formen dispenser shapes




I1



I2



I3



I4



I5

Einführhilfen
introducers



P1



P2



P3


Passt auf
I1, I2, I5
fits to
I1, I2, I5

Schutzkappen
protector caps




Spülansätze
Luer-Lock


Endkappen
end caps



Vorrichtung 71001178

Nutzbare Schlauchlänge $1420\text{mm}+20/-0$





Ansicht: geschlossene Seite der Clipse oben
View: Closed side of the clips above