



# STRIPE LINE

Führungsdrähte

*Guide wires*





Langjährige Erfahrung in der Produktion, sowie eine hervorragende technische Ausstattung, ermöglichen es EPflex, Führungsdrähte in einer konstant hochwertigen Qualität zu liefern.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist EPflex zudem in der Lage, verschiedenste Varianten nach Kundenwunsch herzustellen. Die Serienproduktion von Führungsdrähten lässt sich durch standardisierte Prozesse kostengünstig realisieren.

*Through many years of experience gained in the production of guidewires along with state-of-the art production equipment, EPflex is able to produce guidewires in a constantly high quality.*

*A close cooperation with the suppliers makes it possible for EPflex to produce customized variations on request. High quality production is realised by standardized and cost-effective processes.*

Sonderleistungen  
*special services*

**Verpacken/  
sterilisieren**  
*packaging/  
sterilizing*

**Sonderfarben/  
Streifen**  
*special colours/  
stripes*

**CE Klasse 2a**  
CE class 2a



**PTFE Schlauch**

*PTFE tube*

- » Elektrisch isoliert  
electrically isolated
- » gleitfähig  
slippery slidlabe

**Kerndraht**

*core wire*

- » Nitinol
- » knickstabil  
kink-resistant

**Röntgensichtbare Spitze**

*radiopaque tip*

- » Platin/Wolfram  
platinum/tungsten




# Spitzenformen *tip shapes*




gerade *straight*




abgewinkelt *angled*



zwei Seiten flexibel *both sides flexible*



eine Seite flexibel *one side flexible*



## Abmessungen *dimensions*

Durchmesser *diameter*

0,64–0,96 mm\*  
.025"–.038"\*

Länge *length*

bis 6500 mm  
up to 260" inch

\* weitere Abmessungen auf Anfrage \* *other dimensions on request*