


MICRO LINE

Führungsdrähte
Guide wires





Langjährige Erfahrung in der Produktion, sowie eine hervorragende technische Ausstattung, ermöglichen es EPflex, Führungsdrähte in einer konstant hochwertigen Qualität zu liefern.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist EPflex zudem in der Lage, verschiedenste Varianten nach Kundenwunsch herzustellen. Die Serienproduktion von Führungsdrähten lässt sich durch standardisierte Prozesse kostengünstig realisieren.

Through many years of experience gained in the production of guidewires along with state-of-the art production equipment, EPflex is able to produce guidewires in a constantly high quality.

A close cooperation with the suppliers makes it possible for EPflex to produce customized variations on request. High quality production is realised by standardized and cost-effective processes.

Sonderleistungen

special services

Verpacken/ sterilisieren

*packaging/
sterilizing*

Abgestufter Durchmesser

graded diameter

Röntgen-Marker


x-ray marker

Sonderfarben

special colours

CE Klasse 3 oder 2a

CE class 3 or 2a





Spitzenformen tip shapes


gerade straight


J-Spitze j-tip


abgewinkelt angled


Spezialform special shape




zwei Seiten flexibel both sides flexible




eine Seite flexibel one side flexible

geschweißt
welded



geklebt
glued





Verbindungsarten
connection types



Anschliffarten
grinding types



Aufbau
design



Material material

- » Edelstahl stainless steel
- » Nitinol



Abmessungen dimensions

- | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|
| » Durchmesser diameter | 0,18 - 1,0 mm | .007" - .040" inch |
| » Länge length | bis 4800 mm | up to 190" inch |

Beschichtungen coatings

- | | |
|--------|--------------------------|
| » PTFE | » Hydrofil hydrophilic |
| » FEP | » unbeschichtet uncoated |

Schaft
core



Material material

- » Platin/Iridium platinum/iridium
- » Wolfram vergoldet tungsten gold plated
- » Edelstahl stainless steel





Abmessungen dimensions

- » Durchmesser diameter 0,18 - 1,5 mm .007" - .060" inch
- » Federdraht coil wire 0,04 - 0,25 mm .0015" - .010" inch
- » Länge length bis 300 mm up to 8" inch



Beschichtungen coatings



- » PTFE
- » Hydrofil hydrophilic
- » unbeschichtet uncoated

Feder
coil





A-Spitze Masstab 1:1








Errechnete Festigkeit: 10N
100% Zug-Prüfung: 7N

Calculated strength: 10N
100% Tensile test: 7N







Seele/core:



Kurve: medium Nr.: 031
 Kurvenverlauf vergleichen
 mit Grafik: "medium"
 Abweichung $+0,02 / - 0,01$



Seele/core:

