


NITI LINE

Führungsdrähte
Guide wires





Langjährige Erfahrung in der Produktion, sowie eine hervorragende technische Ausstattung, ermöglichen es EPflex, Führungsdrähte in einer konstant hochwertigen Qualität zu liefern.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist EPflex zudem in der Lage, verschiedenste Varianten nach Kundenwunsch herzustellen. Die Serienproduktion von Führungsdrähten lässt sich durch standardisierte Prozesse kostengünstig realisieren.

Through many years of experience gained in the production of guidewires along with state-of-the art production equipment, EPflex is able to produce guidewires in a constantly high quality.

A close cooperation with the suppliers makes it possible for EPflex to produce customized variations on request. High quality production is realised by standardized and cost-effective processes.

Sonderleistungen
special services




**Verpacken/
sterilisieren**
*packaging/
sterilizing*


Markierungen
marker

Sonderlängen
special length

**CE Klasse 3
oder 2a**
CE class 3 or 2a


Spitzenformen tip shapes






Standard

- » Schweißverbindung
- » Unbeschichtet verfügbar
- » Günstige Fertigungsmöglichkeit
- » Hohe Zugfestigkeit
- » Einschnürungsbruch
- » Welded connection
- » Uncoated available
- » Cheap production possibilities
- » High tensile strength
- » Constriction fracture



Premium


- » Klebeverbindung
- » Nur beschichtet verfügbar
- » Komplexe Herstellung
- » Hohe Zugfestigkeit
- » Einschnürungsbruch
- » Glued connection
- » Only coated available
- » Complex manufacturing
- » High tensile strength
- » Constriction fracture





Abmessungen dimensions*


- » Durchmesser diameter 0,46-0,96 mm .018"-.038" inch*
- » Länge length bis 6500 mm up to 260" inch*




* Weitere Abmessungen auf Anfrage
further dimensions on request





Markierungen/markers:





Errechnete Festigkeit: 30N
100% Zug-Prüfung: 25N

Calculated strength: 30N
100% Tensile test: 25N

