

STRIPE LINE

Führungsdrähte

Guide wires





Langjährige Erfahrung in der Produktion, sowie eine hervorragende technische Ausstattung, ermöglichen es EPflex, Führungsdrähte in einer konstant hochwertigen Qualität zu liefern.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten ist EPflex zudem in der Lage, verschiedenste Varianten nach Kundenwunsch herzustellen. Die Serienproduktion von Führungsdrähten lässt sich durch standardisierte Prozesse kostengünstig realisieren.

Through many years of experience gained in the production of guidewires along with state-of-the art production equipment, EPflex is able to produce guidewires in a constantly high quality.

A close cooperation with the suppliers makes it possible for EPflex to produce customized variations on request. High quality production is realised by standardized and cost-effective processes.

Sonderleistungen
special services

**Verpacken/
sterilisieren**
*packaging/
sterilizing*

**Sonderfarben/
Streifen**
*special colours/
stripes*

CE Klasse 2a
CE class 2a



PTFE Schlauch

PTFE tube

- » Elektrisch isoliert
electrically isolated
- » gleitfähig
slippery slideable

Kerndraht

core wire

- » Nitinol
- » knickstabil
kink-resistant

Röntgensichtbare Spitze

radiopaque tip

- » Platin/Wolfram
platinum/tungsten




Spitzenformen *tip shapes*




gerade *straight*




abgewinkelt *angled*



zwei Seiten flexibel *both sides flexible*



eine Seite flexibel *one side flexible*



Abmessungen
dimensions

Durchmesser *diameter*

0,64–0,96 mm*
.025"–.038"*

Länge *length*

bis 6500 mm
up to 260" inch

* weitere Abmessungen auf Anfrage * *other dimensions on request*